

# NANOGEL®

 MADE IN FRANCE

Registro Anvisa nº 80686360148



## Substituto ósseo sintético Injetável

## Gel de nanopartículas de Hidroxiapatita


O substituto ósseo NANOGEL® vem em forma de gel injetável para substituição óssea, sendo possível a sua aplicação de forma percutânea. NANOGEL® é gradualmente reabsorvido e substituído por osso no processo de remodelação.

### Vantagens

- Osteocondutor
- Bio-compatível
- Sintético
- Absorvível
- Gel injetável
- Osteo-compatível
- Utilização percutânea



# Indicações



NANOGEL® é recomendada para:

*Cirurgia Ortopédica:*

- Preenchimento após a curetagem cirúrgica (cistos ou tumores benignos).
- Tratamento do trauma e ou deformidades ósseas.
- Cirurgia de coluna: Preenchimentos de cages.
- Cirurgia de Buco Maxilo/Dental: Tratamento em defeitos na tuberosidade, paredes alveolares.

*Em locais com alto stress mecânico, NANOGEL® pode ser utilizado como preenchimento em conjunto a osteosíntese para estabilização.*


# Propriedades

## Composição:


O gel vem em uma seringa.

- Fosfato de Cálcio 30%
- Água 70%

Tamanhos das partículas: 100 a 200 nm



NANOGEL® ESTRUTURA  
(x70 000 SEM)




100 nm para 200 nm

# Acessórios

*Pode ser encaixada em uma agulha com sistema de ponta Luer.*

DESIGNAÇÃO	REF.
NANOGEL® 0,5ml Syringe	T860005
NANOGEL® 1ml Syringe	T860010
NANOGEL® 2,5ml Syringe	T860025
NANOGEL® 5ml Syringe	T860050



Classe III



**IMPORTEK** 10 anos  
Tecnologia para o seu movimento

Distribuidor Autorizado

Rua Niterói, 362 - salas 31 a 33 - Centro - São Caetano do Sul - SP - Telefone: +55 11 2629-4344

[www.importek.com.br](http://www.importek.com.br) [/importek](https://www.linkedin.com/company/importek) [/importek](https://www.instagram.com/importek) [/importekbrasil](https://www.facebook.com/importekbrasil) [/importekbrasil](https://www.youtube.com/channel/UC...)