

TWIST

BOUTON

Botão para fixação FEMORAL



impla
net The permanent balance

Registro Anvisa nº 81207910056

Características:

O Twist Bouton foi desenvolvido como dispositivo médico auxiliar em procedimentos de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho, especificamente de acordo com a técnica Slender and Semitendinous (SLT).

Composição

O Twist Bouton é fabricado com materiais biocompatíveis e não absorvíveis: liga de titânio-alumínio-vanádio, tereftalato de polietileno (PET) e poliéster siliconado.

Indicação:

- Indicado para fixação de osso a osso ou tecido mole a tecido ósseo. Como mecanismo de ação é pretendido como um poste de fixação, uma ponte ou ponto para distribuição de tensão de sutura sobre as áreas do ligamento ou reparo do tendão.
- Destaca-se que o dispositivo foi projetado para ser empregado na reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho e implantado permanentemente no paciente.

Modelos

REF.	DESIGNAÇÃO	TIPO
100265	BOTÃO PARA FIXAÇÃO FEMORAL	15 MM
100266	BOTÃO PARA FIXAÇÃO FEMORAL	20 MM
100267	BOTÃO PARA FIXAÇÃO FEMORAL	25 MM
100268	BOTÃO PARA FIXAÇÃO FEMORAL	30 MM
100269	BOTÃO PARA FIXAÇÃO FEMORAL	35 MM



BUTTON WEGO

Botão para fixação LIGAMENTAR

Registro Anvisa nº 81207910079

Características:
O Button WEGO é um dispositivo médico implantável, composto por três partes interdependentes: loop, placa e fios de sutura. Disponível nos modelos Fixo e Ajustável, sua principal diferença reside na capacidade de ajuste do loop, proporcionando maior precisão na fixação do enxerto.

Para procedimentos de revisão, o Button WEGO de Revisão atua como acessório complementar, ampliando a superfície de contato entre a placa do dispositivo e o tecido ósseo, sem necessidade de procedimentos adicionais ou modificações no implante.

Indicação
Indicado para fixação de osso a osso ou tecido mole ao osso, o Button WEGO estabiliza ligamentos lesionados por meio de pontos de fixação que distribuem uniformemente as tensões. É especialmente recomendado para reconstruções dos ligamentos cruzado anterior (LCA) e posterior (LCP) do joelho.

Modelos Disponíveis

• Button WEGO Fixo

Utilizado em conjunto com o Button WEGO Fixo de Revisão para formar um dispositivo único. Implantação conforme técnica cirúrgica específica, fixando ambos os dispositivos na superfície cortical do fêmur.

• Button WEGO Fixo de Revisão

O Button WEGO Fixo de Revisão deve ser utilizado associado ao Button WEGO Fixo. Montar o Button WEGO Fixo ao Button WEGO Fixo de Revisão. Os dois dispositivos, Fixo e Fixo de Revisão, após acoplados, formam um dispositivo único. Seguir a técnica cirúrgica descrita para a implantação do Button WEGO Fixo, de modo a introduzir os 2 dispositivos juntos nos túneis e fixa-los na superfície cortical do fêmur

• Button WEGO Ajustável

Permite ajuste preciso do loop, eliminando a necessidade de cálculo da extensão do túnel ósseo. Facilita a introdução e posicionamento do enxerto com maior precisão.

• Button WEGO Ajustável de Revisão

Utilizado em conjunto com o Button WEGO Ajustável em casos de recidiva, aproveitando o túnel previamente perfurado. Fixação do enxerto conforme técnica cirúrgica estabelecida, garantindo estabilidade e distribuição adequada das tensões.



Referência	Descrição
351033021	Button WEGO Fixo 4x12x15
351033031	Button WEGO Fixo 4x12x20
351033041	Button WEGO Fixo 4x12x25
351033051	Button WEGO Fixo 4x12x30
351033061	Button WEGO Fixo 4x12x35
351033071	Button WEGO Fixo 4x12x40
351033081	Button WEGO Fixo 4x12x45
351033091	Button WEGO Fixo 4x12x50
351033101	Button WEGO Fixo 4x12x55
351033111	Button WEGO Fixo 4x12x60
351033022	Button WEGO Fixo 4x14x15
351033032	Button WEGO Fixo 4x14x20
351033042	Button WEGO Fixo 4x14x25
351033052	Button WEGO Fixo 4x14x30
351033062	Button WEGO Fixo 4x14x35
351033072	Button WEGO Fixo 4x14x40
351033082	Button WEGO Fixo 4x14x45
351033092	Button WEGO Fixo 4x14x50
351033102	Button WEGO Fixo 4x14x55
351033112	Button WEGO Fixo 4x14x60
352043001	Button WEGO Ajustável 3.5x12
352043002	Button WEGO Ajustável 4x12

Composição
Placa: Liga de Titânio-Alumínio-Vanádio
Loop: Tereftalato de Polietileno (PET)
Fios de Sutura: Poliéster Siliconado

